

Scheda tecnica

**MASCHERINA CHIRURGICA A 3 VELI
PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI**



Codice	Descrizione
360MASK10	Mascherina chirurgica

Indicazioni	
Produttore	360° H.C. Srl
Conformità	Il presente documento fornisce una presentazione relativa ai materiali della maschere chirurgiche. Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42 - Classe I

Indicazioni

La mascherina 360MASK10 è indicata per la protezione personale dei Bambini dai 5 ai 12 anni

Descrizione

La mascherina chirurgica è monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante.

I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto termosaldato, in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori. Sui lati minori la fettuccia prosegue con inserimento degli elastici per fermarla sulle orecchie. Sul lato superiore si trova una barretta stringinaso conformabile.

La composizione chimica del prodotto è la seguente:

- **strato esterno: tessuto non tessuto spunbond in polipropilene 28 g/mq**
- **strato esterno a contatto con l'utilizzatore: tessuto non tessuto in polipropilene spunbond 25 g/mq**
- **strato intermedio: tessuto non tessuto in polipropilene meltblown 25 g/mq senza fibre di vetro**

Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.

La maschera chirurgica 360Mask10 ha un potere di filtrazione > 95% ed è classificata come Tipo I in conformità alla norma UNI EN 14683:2019.

Confezionamento /Etichettatura

Le mascherine chirurgiche monouso sono confezionate in scatole di cartone da 50 pezzi, al interno suddivise in due buste da 25 Pz oppure in unica Busta da 10 Pz.

Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati. L'etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d'uso, il fabbricante, in adempimento ai "requisiti essenziali".

Controindicazioni e avvertenze

Una volta indossata e utilizzata, la maschera chirurgica 360MASK02 non può essere riutilizzata.

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari. In caso di incenerimento non viene prodotta alcuna sostanza tossica: si liberano, infatti, principalmente, anidride carbonica e acqua.

Il materiale utilizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

